

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/elektrostymulator-miesni-nerwow-ems-tens-klapki-p-2673.html>



Elektrostymulator mięśni nerwów ems tens klapki

Cena brutto	85,12 zł
Cena netto	69,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262206617
Kod producenta	24148
Kod EAN	5907451335444

Opis produktu

ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI I NERWÓW MASAŻER KLAPKI DO MASAŻU

Elektrostymulator mięśni jest to urządzenie do terapii przeznaczone do domowego użytku. Urządzenie do elektrostymulacji można wykorzystać w **sporcie, rehabilitacji, w pielęgnacji ciała i dla poprawy urody.**

Urządzenie można zasilić z włożonymi bateriami jak i można użyć zasilania sieciowego przez dołączony w zestawie kabel oraz zasilacz.

Jest **skuteczny w redukcji tkanki tłuszczowej czy likwidacji cellulitu.** Pomaga także **w leczeniu bólu.** Stąd też elektrostymulacja mięśni jest zabiegiem niezwykle pożytecznym w kontekście rekonwalescencji po wielu kontuzjach. Sportowcy doceniają urządzenia także ze względu na **lepszą regenerację i likwidację bólów i zakwasów,** które były bardzo dokuczliwe dzień po wykonanym treningu. Przed włączeniem urządzenia **należy przykleić elektrody** do ciała.

Elektrostymulator posiada regulację intensywności w zakresie 1-15 oraz regulację czasu trwania masażu w zakresie 5-30 min .
----- Zestaw zawiera **parę kłapek**, które **pełnią rolę elektrod na stopy**, dzięki temu można masować zmęczone stopy po wyczerpującym dniu pracy.

Elektrody należy przykleić na ciało w wybranych miejscach:

- ☐ Przycisk NECK - **masowanie karku**
- ☐ Przycisk BACK - **masowanie pleców**
- ☐ Przycisk ARM - **masuje ręce**
- ☐ Przycisk LEG - **masuje nogi**
- ☐ Przyciskami STRONG+ i STRONG- - **reguluje się siłę masażu**
- ☐ Przyciskami TIME+ TIME- - **reguluje się długość trwania masażu**
- ☐ Przycisk MODE - **służy do wyboru rodzaju masażu**

OGÓLNE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- ☐ Relaks
- ☐ Zmęczenie mięśni
- ☐ Regeneracji mięśni po wysiłku
- ☐ Bóle pleców
- ☐ Bóle stawów
- ☐ Nerwobóle
- ☐ Przy bólach pourazowych układu ruchu
- ☐ Przy zaburzeniach krążenia krwi
- ☐ W chronicznych stanach bólowych o różnych przyczynach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **24148**
- **Czytelny wyświetlacz**
- Możliwość podłączenia **4 elektrod lub para kłapek**
- Kłapki na rzepy: **długość wkładki 26cm**
- **Regulacja długości i intensywności masażu**
- **Intuicyjna obsługa**
- **8 rodzajów masażu**
- Efektywny wybór programów
- Wybór rodzaju masażu
- **2 x przewód łączący (po 2 ZAPINKI)**
- **Podkładka na elektrody**
- Ładowarka i kabel zasilający USB
- Możliwość zasilania za pomocą baterii: **3x AA(w zestawie)**
- **Produkt posiada certyfikat CE**

Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową, nowotór złośliwy, kobiety w ciąży bądź miesiączkujące.

WYMIARY URZĄDZENIA:

- Długość: **12cm**
- Szerokość: **17cm**

WYMIARY ELEKTRODY:

- Długość: **8cm**
- Szerokość: **5,5cm**
- Średnica złącza: **0,3cm**

##

BEZPIECZEŃSTWO:

- ☐ Przed określeniem miejsca aplikacji elektrod należy zawsze pamiętać o zasadach ogólnych, które nie pozwalają na rozmieszczanie elektrod w następujących miejscach:
- ☐ Po przeciwległych stronach mózgowia w taki sposób, aby impuls elektryczny biegł przez mózgowie
- ☐ Po przeciwległych stronach klatki piersiowej w taki sposób, aby impuls biegł przez śródpiersie
- ☐ Bezpośrednio na ranach
- ☐ Bezpośrednio nad zatoką szyjną (przednio-boczna środkowa część szyi)
- ☐ Na powiekach i nad oczodołem
- ☐ Bezpośrednio w miejsc zmian zapalnych lub zainfekowanych
- ☐ Wewnątrz jamy ustnej na śluzówkę
- ☐ Na gęsto owłosionej skórze (skórę można ogolić)
- ☐ Dla własnego bezpieczeństwa skonsultuj ze swoim doktorem swój stan zdrowia

Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową, nowotór złośliwy, kobiety w ciąży bądź miesiączkujące.

ZESTAW ZAWIERA:

- ☒ Fabrycznie nowy zestaw do masażu, elektrostymulacji mięśni
- ☒ Klapki do akupunktury
- ☒ Zasilacz
- ☒ Baterie 3x AA (w zestawie)

-
- ☒ Instrukcja obsługi w języku angielskim
 - ☒ Oryginalne opakowanie