

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/elektrostymulator-miesni-nerwow-ems-tens-mocny-p-11515.html>



Elektrostymulator mięśni nerwów ems tens mocny

Cena brutto	64,94 zł
Cena netto	52,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	287866823
Kod producenta	24147
Kod EAN	5907451335437

Opis produktu

ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI NERWÓW EMS TENS MOCNY

Elektrostymulator mięśni jest to urządzenie do terapii przeznaczone do domowego użytku. Urządzenie do elektrostymulacji można wykorzystać w **sporcie, rehabilitacji, w pielęgnacji ciała i dla poprawy urody.**

Urządzenie można zasilić z włożonymi bateriami jak i można użyć zasilania sieciowego przez dołączony w zestawie kabel oraz zasilacz.

Jest **skuteczny w redukcji tkanki tłuszczowej czy likwidacji cellulitu.** Pomaga także **w leczeniu bólu.** Stąd też elektrostymulacja mięśni jest zabiegiem niezwykle pożytecznym w kontekście rekonwalescencji po wielu kontuzjach. Sportowcy doceniają urządzenia także ze względu na **lepszą regenerację i likwidację bólów i zakwasów,** które były bardzo dokuczliwe dzień po wykonanym treningu. Przed włączeniem urządzenia **należy przykleić elektrody** do ciała.

Elektrostymulator posiada regulację intensywności w zakresie 1-15 oraz regulację czasu trwania masażu w zakresie 5-30 min .

Elektrody należy przykleić na ciało w wybranych miejscach:

- ☐ Przycisk NECK - **masowanie karku**
- ☐ Przycisk BACK - **masowanie pleców**
- ☐ Przycisk ARM - **masuje ręce**
- ☐ Przycisk LEG - **masuje nogi**
- ☐ Przyciskami STRONG+ i STRONG- - **reguluje się siłę masażu**
- ☐ Przyciskami TIME+ TIME- - **reguluje się długość trwania masażu**
- ☐ Przycisk MODE - **służy do wyboru rodzaju masażu**

OGÓLNE ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:

- ☐ Relaks
- ☐ Zmęczenie mięśni
- ☐ Regeneracji mięśni po wysiłku
- ☐ Bóle pleców
- ☐ Bóle stawów
- ☐ Nerwobóle
- ☐ Przy bólach pourazowych układu ruchu
- ☐ Przy zaburzeniach krążenia krwi
- ☐ W chronicznych stanach bólowych o różnych przyczynach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- ☐ Kod produktu: **24147**

-
- ☐ **Czytelny wyświetlacz**
 - ☐ Możliwość podłączenia **4 elektrod**
 - ☐ **Regulacja długości i intensywności masażu**
 - ☐ **Intuicyjna obsługa**
 - ☐ **8 rodzajów masażu**
 - ☐ Efektywny wybór programów
 - ☐ Wybór rodzaju masażu
 - ☐ **2 x przewód łączący (po 2 ZAPINKI)**
 - ☐ **Podkładka na elektrody**
 - ☐ Ładowarka i kabel zasilający USB
 - ☐ Możliwość zasilania za pomocą baterii: **3x AA(w zestawie)**
 - ☐ **Produkt posiada certyfikat CE**

Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową, nowotór złośliwy, kobiety w ciąży bądź miesiączkujące.

WYMIARY URZĄDZENIA:

- ☐ Długość: **12cm**
- ☐ Szerokość: **17cm**

WYMIARY ELEKTRODY:

- ☐ Długość: **8cm**
- ☐ Szerokość: **5,5cm**
- ☐ Średnica złącza: **0,3cm**

##

BEZPIECZEŃSTWO:

☐ Przed określeniem miejsca aplikacji elektrod należy zawsze pamiętać o zasadach ogólnych, które nie pozwalają na rozmieszczanie elektrod w następujących miejscach:

☐ Po przeciwległych stronach mózgowia w taki sposób, aby impuls elektryczny biegł przez mózgowie

☐ Po przeciwległych stronach klatki piersiowej w taki sposób, aby impuls biegł przez śródpiersie

☐ Bezpośrednio na ranach

☐ Bezpośrednio nad zatoką szyjną (przednio-boczna środkowa część szyi)

☐ Na powiekach i nad oczodołem

☐ Bezpośrednio w miejsc zmian zapalnych lub zainfekowanych

☐ Wewnątrz jamy ustnej na śluzówkę

☐ Na gęsto owłosionej skórze (skórę można ogolić)

☐ Dla własnego bezpieczeństwa skonsultuj ze swoim doktorem swój stan zdrowia

Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową, nowotór złośliwy, kobiety w ciąży bądź miesiączkujące.

ZESTAW ZAWIERA:

☒ Fabrycznie nowy zestaw do masażu, elektrostymulacji mięśni

☒ Zasilacz

☒ Baterie 3x AA (w zestawie)

☒ Instrukcja obsługi w języku angielskim

☒ Oryginalne opakowanie