

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/peeling-kawitacyjny-do-twarzy-ultradzwiekowy-aku-p-9888.html>



Peeling kawitacyjny do twarzy ultradźwiękowy aku

Cena brutto	27,06 zł
Cena netto	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	262207632
Kod producenta	01806
Kod EAN	5907451340295

Opis produktu

PEELING KAWITACYJNY DO TWARZY ULTRADŹWIEKOWY BEZPRZEWODOWY

PEELING KAWITACYJNY

Zabieg **polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwiękowe**, pozwala na **dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów** i mieszków włosowych, **pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii**.

Peeling kawitacyjny **działa na skórę łagodnie poprzez vibracje bez użycia prądu elektrycznego**. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez **błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości**, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - **skóra odnowiona i odświeżona**.

.

W wyniku peelingu kawitacyjnego z powierzchni skóry **zostają usunięte obumarłe komórki**, które bywają przyczyną rozmnażania

się bakterii.

Zabieg dotlenia cerę poprzez pobudzenie krążenia krwi, **a także stymuluje naturalną zdolność do odnowy naskórka**. Zostaje pobudzona produkcja kolagenu, który odpowiada za elastyczność skóry, co z kolei opóźnia powstawanie zmarszczek. Dzięki temu zabiegowi **znacząco poprawia się gospodarka wodna skóry**.

WYKONANIE PEELINGU W DOMU

□ Aby przeprowadzić zabieg samodzielnie, niezbędne jest urządzenie do kawitacji, waciki kosmetyczne oraz płyn do nawilżania skóry, np. w postaci wody różanej, bezalkoholowego toniku do twarzy lub zwykłej wody termalnej.

□ Po oczyszczeniu, skórę trzeba delikatnie zwilżyć, a następnie przyłożyć do niej szpatułkę urządzenia o nachyleniu pod kątem około 45 stopni. W trakcie zabiegu należy przesuwając ją po skórze ruchem „od siebie”. Skóra musi być przez cały czas wilgotna.

□ Szpatułkę trzeba przesunąć po skórze na odcinku ok. 5-10 cm, następnie zwilżyć cerę i czynność powtórzyć.

□ Nie należy pracować zbyt szybko, ani też zatrzymywać szpatułki w jednym miejscu na dłużej. Ruchy powinny być delikatne i jednostajne.

□ Po zakończonym zabiegu, twarz należy umyć delikatnym żelem, aby usunąć pozostałości zanieczyszczeń i wówczas zaaplikować odżywcze serum, maseczkę, ampułkę lub krem.

TRZY TRYBY PRACY URZĄDZENIA:

□ **LIFTING** - Prąd EMS wytwarzany przez urządzenie do peelingu kawitacyjnego pobudza krążenie krwi i sprawia, że produkcja kolagenu i elastyny jest mocno zwiększona. Już po kilku zabiegach, drobne zmarszczki wygładzają się.

□ **MOISTURIZING** - Jest to tryb nawilżenia, który pozwala na lepsze wchłonięcie się zdrowotnych kosmetyków w skórę.

□ **CLEANSING** - Oczyszcza skórę z martwego naskórka, w tym trybie

należy pilnować aby skóra była wilgotna

SILIKONOWE KOŃCÓWKI MASUJĄCE

Zestaw zawiera **dwie silikonowe nakładki**, które przeznaczone są do sonicznego i **dogłębnego oczyszczenia skóry**. Przygotowują skórę do peelengu kawitacyjnego.

Przy użyciu nakładek silikonowych należy posmarować skórę żelem lub mleczkiem do oczyszczania skóry.

DZIAŁANIE PEELINGU KAWITACYJNEGO:

- ☐ Zmniejszenie zaskórników
- ☐ Odblokowanie porów
- ☐ Skóra oczyszczona
- ☐ Skóra nawilżona, jędrna
- ☐ Rozjaśnienie przebarwień
- ☐ Lepsze absorbowanie składników odżywczych zawartych w kosmetykach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- ☐ Kod produktu: **01806**
- ☐ **Wysoka jakość** wykonania
- ☐ **Trzy tryby** pracy
- ☐ **Oczyszcza i odmładza** skórę twarzy
- ☐ Pozostawia skórę **naprężoną**
- ☐ Posiada **dwa rodzaje nakładek**, służące do oczyszczania i masowania skóry
- ☐ 3 poziomy **wibracji**
- ☐ Zasilanie: **akumulatorowe**

☐ Ładowany przez kabel **USB (w zestawie)**

☐ Długość kabla USB: **ok 30cm**

☐ Wymiary: **17cm x 5,5cm**

☐ Produkt posiada certyfikat **CE**

ZESTAW ZAWIERA:

☒ Fabrycznie nowe urządzenie do peelengu kawitacyjnego

☒ Kabel USB do ładowania

☒ Dwie silikonowe nakładki

☒ Oryginalne opakowanie